

TRIGLYCERIDES

STANDARD

Package Sizes / Handelsform / Presentación del estuche / Présentation

REF¹ 10163 9 x 3 ml Standard / Estándar / Etalon

IVD

Method / Methode / Método / Méthode

REF ⇒ **REF** 10720P, 10721, 10722, 10724, 10725

Contents / Wirksame Bestandteile / Contenidos / Réactifs

STD 3 ml Standard / Estándar / Etalon
Triglycerides / Triglyceride / Triglicéridos / Triglycéride

200 mg/dl or 2.28 mmol/l

Reagent Preparation / Reagenzienvorbereitung / Preparación de reactivos / Préparation des solutions

STD is ready for use / ist gebrauchsfertig / está listo para su uso / est
prêt à l'usage

Stability / Haltbarkeit / Estabilidad / Stabilité

STD is stable up to the stated expiry date when stored at 2...8°C.
Contamination must be avoided.

STD ist bei Lagerung zwischen 2...8°C bis zum angegebenen
Verfalldatum haltbar. Kontamination ist zu vermeiden.

El **STD** es estable hasta su fecha de caducidad cuando se alma-
cenan de 2...8°C. Evitar la contaminación.

Conservés à 2...8°C, le **STD** est stable jusqu'à la date de péremption
indiquée. Eviter la contamination

Pipetting Scheme / Pipettierschema / Esquema de pipeteo / Procedure

To use with / zu verwenden mit / para empleo con / utiliser avec
REF 10720P, 10721, 10722, 10724, 10725

References / Literatur / Literatura / Bibliographie

1. ISO 15223 Medical devices-Symbols to be used with medical
device labels, labelling and information to be supplied

SU-TRIS
INF 1016301 GB-D-E-F
03-2002-2



Human

Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH
Max-Planck-Ring 21 - D-65205 Wiesbaden - Germany
Telefon: +49 6122 9988 0 - Telefax: +49 6122 9988 100 - eMail: human@human.de